



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

*Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale*

*Sede centrale, Potenza  
Via Torraca, 2 85100*

RSP- Dott.ssa Mimma Laino  
☎ 0971/310258- 📠 366/6507876  
e-mail: [mimma.laino@aspbasilicata.it](mailto:mimma.laino@aspbasilicata.it)

Potenza, 06/04/2020

**Oggetto: costituzione UNITA' SPECIALE COVID-19 -**

Delibera Direttore Generale 2020/00177 del 30.03.2020

**KIT completo dei Dispositivi di Protezione Individuale**

1. Guanti monouso
2. Occhiali/Visiera di protezione (sanitizzabile) EN 166
3. Facciali Filtranti FFP2 EN 149/2001
4. Sovrascarpe monouso
5. Tuta DPI CAT.III ( EN 13034 :2005, EN 14126)
6. Tuta in TNT CAT.I

**PROCEDURE DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE PER GLI OPERATORI SANITARI**

**(COVID-19) RISPETTANDO LE SEQUENZE INDICATE:**

D.P.I. IN DOTAZIONE: KIT sopradescritto

**VESTIZIONE:**

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione alcolica;
2. Controllare l'integrità dei Dispositivi;
3. Indossare un primo paio di guanti;
4. Indossare la tuta DPI CAT.III
5. Indossare la tuta in TNT DPI CAT. I
6. Indossare il facciale filtrante FFP2
8. Indossare la visiera di Protezione

8. Indossare il secondo ed il terzo paio di guanti.

## **SVESTIZIONE:**

1. Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;

2. I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore.

Rispettare la sequenza indicata:

1. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;

2. Rimuovere la tuta in TNT DPI CAT.I e smaltirla nel contenitore;

3. Rimuovere il secondo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;

4. Rimuovere la tuta DPI CAT.III

5. Rimuovere gli occhiali/visiera e procedere alla sanitizzazione (vedi procedura)

6. Rimuovere il Facciale Filtrante FFP2 maneggiandola dalla parte posteriore (mettere le dita nell'elastico e farlo scivolare da sopra la testa) e smaltire nel contenitore;

7. Rimuovere il terzo paio di guanti;

8. Praticare l'igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone

**ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI:** i rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291).

**Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenire la loro carenza, l'Istituto Superiore di Sanità consiglia la sanitizzazione delle mascherine e degli occhiali/visiere di Protezione secondo la procedura (che invierò nuovamente a tutti via mail) e l'utilizzo della tuta in TNT DPI Cat. I monouso in modo da poter riutilizzare la tuta DPI Cat. III**